

## FICHE TECHNIQUE

# KLINCARE

## SHAMPOOING CONCENTRÉ COQUE ET PONT



### DESCRIPTION

**KLINCARE**, shampooing concentré, enlève les traces de graisse, de goudron et d'huile sur le gelcoat et la peinture.

**KLINCARE** ne contient ni silicone, ni solvants.

**KLINCARE** ne laisse aucune auréole sur le support nettoyé après le rinçage.

**KLINCARE** est une préparation neutre et anticalcaire qui permet de nettoyer parfaitement les coques en gelcoat ou peintes.

**KLINCARE** est un shampooing élaboré à partir de constituants sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique : liquide visqueux.  
Masse volumique : 1030 environ.

Réaction chimique : neutre.  
Couleur : ambré

### MODE D'EMPLOI

**KLINCARE** doit être dilué avant emploi.  
Dilution conseillée : 2 à 3 bouchons de **KLINCARE** dans 1 litre d'eau.  
Frotter à l'aide d'une éponge ou d'un balai de pont.  
Rincer au jet d'eau.

**Réf. 458M - Flacon 1 litre**  
**Réf. 458M.5 - Bidon 5 litres**

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.